

stellarex™

Medikamentenbeschichteter
Angioplastieballon

Stellarex™

0,014"™* OTW medikamentenbeschichteter
Angioplastieballon

Verwendet die in AFS-Studien
klinisch erprobte EnduraCoat™-
Beschichtungstechnologie.

Die
klare DCB-
Entscheidung

*0,36mm

 **Spectranetics®**
Always Reaching Farther

Stellarex™ 0,014"* medikamentenbeschichteter Angioplastieballon

Artikelnummer	Schleusengröße (Fr)	Ballondurchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)	Schaftlänge (cm)	Nominaldruck (atm)	Berstdruck (atm)
AA14SX020040090	4	2	40	90	8	14
AA14SX020080090	4	2	80	90	8	14
AA14SX020150090	4	2	150	90	8	14
AA14SX025040090	4	2.5	40	90	8	14
AA14SX025080090	4	2.5	80	90	8	14
AA14SX025150090	4	2.5	150	90	8	14
AA14SX030040090	4	3	40	90	8	14
AA14SX030080090	4	3	80	90	8	14
AA14SX030150090	4	3	150	90	8	14
AA14SX035040090	4	3.5	40	90	8	14
AA14SX035080090	4	3.5	80	90	8	14
AA14SX035150090	4	3.5	150	90	8	14
AA14SX040040090	4	4	40	90	8	14
AA14SX040080090	4	4	80	90	8	14
AA14SX040150090	4	4	150	90	8	14
AA14SX020040150	4	2	40	150	8	14
AA14SX020080150	4	2	80	150	8	14
AA14SX020150150	4	2	150	150	8	14
AA14SX025040150	4	2.5	40	150	8	14
AA14SX025080150	4	2.5	80	150	8	14
AA14SX025150150	4	2.5	150	150	8	14
AA14SX030040150	4	3	40	150	8	14
AA14SX030080150	4	3	80	150	8	14
AA14SX030150150	4	3	150	150	8	14
AA14SX035040150	4	3.5	40	150	8	14
AA14SX035080150	4	3.5	80	150	8	14
AA14SX035150150	4	3.5	150	150	8	14
AA14SX040040150	4	4	40	150	8	14
AA14SX040080150	4	4	80	150	8	14
AA14SX040150150	4	4	150	150	8	14

* 0,36mm

Indikationen

Der Stellarex™ OTW medikamentenbeschichtete Angioplastieballon ist für die Behandlung von de novo oder restenotischen Läsionen in den unteren Extremitäten, um den Blutfluss aufzubauen und die Gefäßdurchgängigkeit zu erhalten.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Indikationen, Gegenanzeigen, Warnhinweise und die Gebrauchsanweisung befinden sich in der Packungsbeilage, die mit jedem Produkt geliefert wird. Diese Informationen gelten nur für die Länder, in denen das Produkt von der zuständigen Gesundheitsbehörde zugelassen ist.

Geschäftssitz

The Spectranetics Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921
Tel: +1 719-447-2000

Spectranetics International BV

Plesmanstraat 6
3833 LA Leusden
Niederlande
Tel: +31 33 43 47 050

Spectranetics Deutschland GmbH

Schweinfurter Straße 7
97080 Würzburg
Deutschland
Tel: +49 931 4520080

Spectranetics France S.A.R.L.

18 rue de l'Arcade
75008 Paris
Frankreich
Tel: +33 1 409808 73

Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns unter www.stellarexdc.com

©2017 Spectranetics. Alle Rechte vorbehalten. Für den externen Gebrauch genehmigt. D035969-02 082017

Alle genannten Handelsmarken gehören dem jeweiligen Eigentümer. Diese Broschüre ist nicht für den Vertrieb in Frankreich und den USA vorgesehen.

Stellarex™ ist ein Medizinprodukt der Klasse III, CE0086.